

CBTis No. 60

Formato de Acompañamiento Académico a Distancia como medidas para prevención del COVID-19 INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL SEGUNDO PARCIAL

Periodo de aplicación:	20 al 24 de abril
Fecha de elaboración:	4/6/2020

Nombre del docente: **Silva Pacheco Miguel Armando**

Nombre de asignatura / Sub módulo: Módulo profesional I Laboratorista Químico

Semestre:	2do	Carrera(s):	Laboratorista químico
-----------	-----	-------------	-----------------------

Mensaje del docente:

JOVENES SE QUE ES DIFICIL TRABAJAR LAS PRACTICAS DIGITALES, ECHENLE GANAS

Actividad 1

Tema	Actividad	Instrucciones	Recursos	Producto de aprendizaje	Fecha de revisión
ESPECTROFOTOMETRIA	Laboratorista químico	1.- VER EL ARCHIVO Y VIDEO DE TEORIA DE A ESPECTROFOTMETRIA elaborara un apunte en su cuaderno y le toma fotos lo pega en word y lo sube la la plataforma de tareas de schoology 2.- diseñara en base a los vídeos un espectrofotometro casero , toma fotos del proceso y las sube a tareas de schoology	videos y archivos pdf cuaderno, camara o celular internet o datos wifi	apuntes y prototipo escetrofotometro casero	4/20/2020

Medio(s) por el cual o los cuales llevara a cabo la recepción, revisión y retroalimentación:	Plataforma educativa
Medio de contacto:	mensajes a traves de la plataforma schoology o what up del jefe de grupo

Actividad 2

Tema	Actividad	Instrucciones	Recursos	Producto de aprendizaje	Fecha de revisión
curva de calibración para espectrofotometria	preparar soluciones para calibracion	10 vasos desechables chicos para gelatina transparentes, numeralos del 1 al 10 a todos los vasos agrega 3/4 de agua purificada, al vaso 1 agrga 1/4 de sobre de polvo sabor manzana para agua fresca al vaso 2 agrega 1 gotero de la solucion del vaso 1 al vaso 3 agrega 2 gotero de la solucion del vaso 1 al vaso 4 agrega 3 gotero de la solucion del vaso 1 al vaso 5 agrega 4 gotero de la solucion del vaso 1	vasos sobre agua manzana , papel milimetro celular wifi	curva de calibracion espectrofotometro	4/20/2020

		al vaso 6 agrega 5 gotero de la solución del vaso 1 al vaso 7 agrega 6 gotero de la solución del vaso 1 al vaso 8 agrega 7 gotero de la solución del vaso 1 al vaso 9 agrega 8 gotero de la solución del vaso 1 al vaso 10 agrega 9 gotero de la solución del vaso 1 utiliza el espectrofotómetro que construiste y grafica tus resultados toma fotos y subelas a tareas de schoology			
--	--	---	--	--	--

Medio(s) por el cual o los cuales llevara a cabo la recepción, revisión y retroalimentación:	Plataforma educativa
Medio de contacto:	mensajes a traves de la plataforma schoology o what up del jefe de grupo

Notas:
jovenes tenemos tiempos de entrega para evaluar el segundo parcial

Elaboró:

Silva Pacheco Miguel Armando
Nombre del Docente

Responsable del seguimiento:

Juan Miranda Magallón

Departamento Servicios Docentes